

## Ficha de datos de seguridad



### Sección 1: Identificación de la sustancia/mezcla del proyecto/empresa

#### 1.1 Identificador del producto

- Nombre del producto** • nCounter Hybridization Buffer
- Sinónimos** • Hyb Buffer

#### 1.2 Usos identificados de la sustancia o mezcla y usos no recomendados

- Usos identificados** • Participa en la hibridación de ácido nucleico
- Usos no recomendados** • Este producto no debe utilizarse en humanos ni en animales.

#### 1.3 Detalles del proveedor de la ficha de datos de seguridad

- Fabricante** • NanoString Technologies  
530 Fairview Avenue North  
Seattle, WA 98109  
United States  
www.nanostring.com  
safetycommittee@nanostring.com
- Teléfono (general)** • 206.378.NANO (6266)

#### 1.4 Número de teléfono de emergencia

- Fabricante** • 206.378.NANO (6266)

### Sección 2 – Identificación de riesgos

#### UE/CEE

De acuerdo con: Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP)/REACH 1907/2006 [modificado por el 2015/830]

#### 2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

- CLP** • No clasificado

#### 2.2 Elementos de la etiqueta

- CLP**
- Declaraciones de riesgo** • No se requieren elementos de etiquetado

#### 2.3 Otros riesgos

- CLP** • De acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP), este material no se considera peligroso.

#### SGA de la ONU

De acuerdo con: Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos de la ONU (SGA) Cuarta edición revisada

## 2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

- SGA de la ONU
- No clasificado

## 2.2 Elementos de la etiqueta

SGA de la ONU

- Declaraciones de riesgo** • No se requieren elementos de etiquetado

**Declaraciones preventivas**

## 2.3 Otros riesgos

- SGA de la ONU
- De acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado (SGA), este producto no se considera peligroso
- 

## Estados Unidos (EE. UU.)

De acuerdo con: OSHA 29 CFR 1910.1200 HCS

### 2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

- HCS 2012 de la OSHA
- No clasificado

### 2.2 Elementos de la etiqueta

HCS 2012 de la OSHA

- Declaraciones de riesgo** • No se requieren elementos de etiquetado

### 2.3 Otros riesgos

- HCS 2012 de la OSHA
- De acuerdo con el reglamento estadounidense 29 CFR 1910.1200 del Estándar de Comunicación de Riesgos de la OSHA, este producto no se considera peligroso.
- 

## Canadá

De acuerdo con: WHMIS 2015

### 2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

- WHMIS 2015
- No clasificado

### 2.2 Elementos de la etiqueta

WHMIS 2015

- Declaraciones de riesgo** • No se requieren elementos de etiquetado

**Declaraciones preventivas**

### 2.3 Otros riesgos

- WHMIS 2015
- El producto mencionado no se considera peligroso en Canadá, de acuerdo con el Sistema de Información de Materiales Peligrosos en el Lugar de Trabajo (WHMIS).
- 

## Sección 3 – Composición/información de los ingredientes

### 3.1 Sustancias

- El material no cumple con los criterios de clasificación de sustancias.

## 3.2 Mezclas

| Composición                 |   |                 |   |   |                          |
|-----------------------------|---|-----------------|---|---|--------------------------|
| Nombre del producto químico | Identificadores   | %               | LD50/LC50                                 | Clasificaciones de acuerdo con el reglamento/directiva  | Comentarios              |
| Component A                 | CAS:10049-21-5  | 15% TO<br>20%   | Acuerdo de confidencialidad               | EU CLP: Sin clasificar<br>UN GHS Rev. 4: Sin clasificar<br>HCS 2012 de la OSHA: Sin clasificar<br>WHMIS 2015: Sin clasificar  | No hay datos disponibles |
| Component B                 | CAS:60-00-4<br>Índice UE:607-429-00-8<br>EINECS:200-449-4 | 1% TO<br>2%     | Acuerdo de confidencialidad               | EU CLP: Anexo VI, Tabla 3.1: Irrit. ocular 2, H319<br>UN GHS Rev. 4: Irrit. ocular 2; acuática aguda 3<br>HCS 2012 de la OSHA: Irrit. ocular 2<br>WHMIS 2015: Irrit. ocular 2 | No hay datos disponibles |
| Component C                 | CAS:7647-14-5<br>Número EC:231-598-3                      | 0.3% TO<br>0.5% | Ingestión/oral-Rata<br>LD50 • 3000 mg/kg  | EU CLP: Irrit. ocular 2, H319<br>UN GHS Rev. 4: Tox. aguda 5 (oral); irrit. ocular 2; irrit. dérmica 3<br>HCS 2012 de la OSHA: Irrit. ocular 2<br>WHMIS 2015: Irrit. ocular 2 | No hay datos disponibles |
| Component D                 | CAS:9005-64-5<br>Número EC:500-018-3                      | 0.1% TO<br>0.2% | Ingestión/oral-Rata<br>LD50 • 36700 µL/kg | EU CLP: Sin clasificar<br>UN GHS Rev. 4: Irrit. dérmica 3<br>HCS 2012 de la OSHA: Sin clasificar<br>WHMIS 2015: Sin clasificar  | No hay datos disponibles |

Acceda a la sección 16 para consultar el texto completo de las declaraciones de peligro.

## Sección 4 – Medidas de primeros auxilios

### 4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios

#### Inhalación

- Traslade a la persona al aire libre. Si la respiración resulta difícil, administre oxígeno. Si la persona no respira, proporcione respiración artificial.

#### Piel

- Si entra en contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel con agua durante al menos 20 minutos.

#### Ojo

- Si entra en contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 20 minutos.

#### Ingestión

- En caso de ingestión, enjuague la boca con agua (solo si la persona está consciente) En caso de ingestión de grandes cantidades, llame a un médico inmediatamente.

### 4.2 Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

- Consulte la Sección 11 - Información toxicológica.

### 4.3 Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesarios

#### Notas para el médico

- Todos los tratamientos deben basarse en manifestaciones y síntomas de malestar observados en el paciente. Considere si puede haberse producido una sobreexposición a otros materiales distintos de este producto.

## Sección 5 – Medidas antiincendios

### 5.1 Medios de extinción

#### Medios de extinción adecuados

- INCENDIO MAYOR: Agua pulverizada, niebla o espuma regular.  
INCENDIOS MENORES: Polvo químico seco, CO<sub>2</sub>, agua pulverizada o espuma regular.

#### Medios de extinción

- No hay datos disponibles.

**inadecuados****5.2 Riesgos especiales procedentes de la sustancia o mezcla****Riesgos de incendio y explosión inusuales**

- Algunos pueden arder, pero ninguno se incendia inmediatamente.

**Productos de combustión peligrosa**

- No hay datos disponibles.

**5.3 Consejos para el personal antiincendios**

- Retire los contenedores del área del incendio si la operación no conlleva riesgos. Utilice un equipo de respiración autónomo (ERA) de presión positiva. El traje de protección estándar del personal antiincendios proporciona protección limitada exclusivamente contra el fuego; no resulta efectivo ante vertidos donde es posible el contacto directo con la sustancia. Utilice un traje de protección química específicamente recomendado por el fabricante. Puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.

**Sección 6 – Medidas en caso de liberación accidental****6.1 Precauciones personales, equipamiento protector y procedimientos de emergencia****Precauciones personales**

- Ventile las áreas cerradas. No camine a través del material vertido. Utilice un equipo de protección individual (EPI) adecuado.

**Procedimientos de emergencia**

- Mantenga alejado al personal no autorizado. Mantenga el producto contra el viento.

**6.2 Precauciones medioambientales**

- No vierta el material en conductos de agua y desagües.

**6.3 Métodos y materiales de contención y limpieza****Medidas de contención/limpieza**

- Detenga la fuga si la operación no conlleva riesgos.  
VERTIDOS MENORES: Recoja el material con arena u otro material absorbente no combustible y sitúelo en contenedores para su posterior eliminación.  
VERTIDOS MAYORES: Recoja el vertido en una zanja para su posterior eliminación.

**6.4 Referencia a otras secciones**

- Consulte la Sección 8 - Controles de exposición/protección personal y la Sección 13 - Consideraciones de eliminación.

**Sección 7 – Manipulación y almacenamiento****7.1 Precauciones para la manipulación segura****Manipulación**

- Manipule de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industriales. Use el equipo de protección personal recomendado cuando manipule el producto.

**7.2 Condiciones para el almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades****Almacenamiento**

- Mantenga el contenedor cerrado herméticamente y guárdelo a la temperatura recomendada.

**7.3 Usos finales específicos**

- Consulte la Sección 1.2 - Usos identificados relevantes.

**Sección 8 – Control de exposición / protección personal****8.1 Parámetros de control****Directrices/límites de exposición**

- No hay límites de exposición aplicables para el producto o sus componentes.

**8.2 Controles de exposición**

**Controles/medidas de ingeniería**

- Es necesaria una buena ventilación general. La tasa de ventilación debe corresponder a las condiciones. Si es posible, utilice recintos de procesamiento, ventilación local u otros controles de ingeniería para mantener los niveles del aire por debajo de los límites de exposición recomendados. Si los límites de exposición no se han establecido, mantenga los niveles del aire a un nivel aceptable.

**Equipo de protección individual****Respiratorios**

- En caso de ventilación insuficiente, utilice un equipo respiratorio adecuado.

**Ocular/ facial**

- Utilice protección ocular (gafas de seguridad o máscara facial).

**Piel/cuerpo**

- No se prevé la necesidad de ropa de protección.

**Controles de exposición en el medio ambiente**

- Siga buenas prácticas de gestión y eliminación de residuos del centro.

**Sección 9 – Propiedades físicas y químicas****9.1 Información sobre las propiedades químicas y físicas básicas**

| <b>Descripción del material</b>         |              |  |                           |
|---|--------------|--|---------------------------|
| Forma física                            | Líquido      | Apariencia/descripción                 | Líquido nítido e inodoro. |
| Color                                   | Nítido       | Olor                                   | Inodoro                   |
| Umbral de olor                          | Faltan datos |  |                           |
| <b>Propiedades generales</b>            |              |  |                           |
| Punto de ebullición                     | Faltan datos | Punto de fusión / punto de congelación | Faltan datos              |
| Temperatura de descomposición           | Faltan datos | pH                                     | 7.4 to 7.5                |
| Gravedad específica / densidad relativa | Faltan datos | Hidrosolubilidad                       | Soluble 100 %             |
| Viscosidad                              | Faltan datos | Propiedades explosivas                 | Faltan datos              |
| Propiedades oxidantes:                  | Faltan datos |  |                           |
| <b>Volatilidad</b>                      |              |  |                           |
| Presión del vapor                       | Faltan datos | Densidad del vapor                     | Faltan datos              |
| Tasa de evaporación                     | Faltan datos |  |                           |
| <b>Inflamabilidad</b>                   |              |  |                           |
| Punto de inflamación                    | Faltan datos | UEL                                    | Faltan datos              |
| LEL                                     | Faltan datos | Autoignición                           | Faltan datos              |
| Inflamabilidad (sólido, gas)            | Faltan datos |  |                           |
| <b>Medioambiental</b>                   |              |  |                           |
| Coefficiente de reparto octanol/agua    | Faltan datos |  |                           |

**9.2 Información adicional**

- No se han notado parámetros físicos o químicos adicionales.

**Sección 10 – Estabilidad y reactividad****10.1 Reactividad**

- No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.

**10.2 Estabilidad del producto químico**

- Estable

**10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas**

- No ocurrirá polimerización peligrosa.

## 10.4 Condiciones que deben evitarse

- No hay datos disponibles.

## 10.5 Materiales incompatibles

- Agentes muy oxidantes.

## 10.6 Productos de descomposición peligrosa

- Óxidos de carbono. La descomposición térmica puede provocar que se liberen gases y vapores tóxicos e irritantes.

## Sección 11 – Información toxicológica

### 11.1 Información sobre efectos toxicológicos

|                               |           | Componentes  |
|-------------------------------|-----------|--|
| Component B<br>(1% TO 2%)     | 60-00-4   | <b>Mutágeno:</b> Test de micronúcleos • Ingestión/oral-Ratón • 15 mg/kg;<br><b>Reproductivo:</b> Ingestión/oral-Rata TDLo • 7632 mg/kg (7 - 14 días gest.); <i>Efectos en la reproducción: Anomalías específicas en el desarrollo: Ojo, oído; Efectos en la reproducción: Anomalías específicas en el desarrollo: Craneofacial (incluidas nariz y lengua); Efectos en la reproducción: Anomalías específicas en el desarrollo: Sistema musculoesquelético;</i> Ingestión/oral-Rata TDLo • 7632 mg/kg (7 - 14 días gest.); <i>Efectos en la reproducción: Anomalías específicas en el desarrollo: Sistema cardiovascular (circulatorio); Efectos en la reproducción: Anomalías específicas en el desarrollo: Sistema respiratorio; Efectos en la reproducción: Anomalías específicas en el desarrollo: Sistema urogenital</i> |
| Component C<br>(0.3% TO 0.5%) | 7647-14-5 | <b>Irritación:</b> Ojo-Conejo • 10 mg • Irritación moderada; Piel-Conejo • 500 mg 24 Hour(s) • Irritación leve;<br><b>Mutágeno:</b> Síntesis de ADN no programada • Ingestión/oral-Rata • 16800 mg/kg 4 Week(s)-Continuo; Mutación en microorganismos • Vía no notificada-Saccharomyces cerevisiae • 2 mol/L (-S9);<br><b>Toxicidad aguda:</b> Ingestión/oral-Rata LD50 • 3000 mg/kg; Ingestión/oral-Rata TDLo • 1.43 mg/kg;<br><i>Gastrointestinal: Ulceración o sangrado del estómago</i>  |
| Component D<br>(0.1% TO 0.2%) | 9005-64-5 | <b>Irritación:</b> Piel-Humano • 15 mg 3 Day(s)-Intermitente • Irritación leve   |

| Propiedades del SGA                 | Clasificación  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Toxicidad aguda</b>              | CLP/UE • Faltan datos<br>SGA de la ONU 4 • Faltan datos<br>HCS 2012 de la OSHA • Faltan datos<br>WHMIS 2015 • Faltan datos |
| <b>Corrosión/irritación dérmica</b> | CLP/UE • Faltan datos<br>SGA de la ONU 4 • Faltan datos<br>HCS 2012 de la OSHA • Faltan datos<br>WHMIS 2015 • Faltan datos |
| <b>Daño/irritación ocular grave</b> | CLP/UE • Faltan datos<br>SGA de la ONU 4 • Faltan datos<br>HCS 2012 de la OSHA • Faltan datos<br>WHMIS 2015 • Faltan datos |
| <b>Sensibilización dérmica</b>      | CLP/UE • Faltan datos<br>SGA de la ONU 4 • Faltan datos<br>HCS 2012 de la OSHA • Faltan datos<br>WHMIS 2015 • Faltan datos |
|                                     | CLP/UE • Faltan datos  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Sensibilización respiratoria</b>        | SGA de la ONU 4 • Faltan datos<br>HCS 2012 de la OSHA • Faltan datos<br>WHMIS 2015 • Faltan datos                          |
| <b>Riesgo de aspiración</b>                | CLP/UE • Faltan datos<br>SGA de la ONU 4 • Faltan datos<br>HCS 2012 de la OSHA • Faltan datos<br>WHMIS 2015 • Faltan datos |
| <b>Carcinogenicidad</b>                    | CLP/UE • Faltan datos<br>SGA de la ONU 4 • Faltan datos<br>HCS 2012 de la OSHA • Faltan datos<br>WHMIS 2015 • Faltan datos |
| <b>Mutagenicidad de células germinales</b> | CLP/UE • Faltan datos<br>SGA de la ONU 4 • Faltan datos<br>HCS 2012 de la OSHA • Faltan datos<br>WHMIS 2015 • Faltan datos |
| <b>Toxicidad para la reproducción</b>      | CLP/UE • Faltan datos<br>SGA de la ONU 4 • Faltan datos<br>HCS 2012 de la OSHA • Faltan datos<br>WHMIS 2015 • Faltan datos |
| <b>STOT-SE</b>                             | CLP/UE • Faltan datos<br>SGA de la ONU 4 • Faltan datos<br>HCS 2012 de la OSHA • Faltan datos<br>WHMIS 2015 • Faltan datos |
| <b>STOT-RE</b>                             | CLP/UE • Faltan datos<br>SGA de la ONU 4 • Faltan datos<br>HCS 2012 de la OSHA • Faltan datos<br>WHMIS 2015 • Faltan datos |

## Efectos potenciales en la salud

### Inhalación

- Agudo (inmediato)** • En condiciones normales de uso no se esperan efectos en la salud.
- Crónico (retardado)** • No hay datos disponibles.

### Piel

- Agudo (inmediato)** • En condiciones normales de uso no se esperan efectos en la salud.
- Crónico (retardado)** • No hay datos disponibles.

### Ojo

- Agudo (inmediato)** • En condiciones normales de uso no se esperan efectos en la salud.
- Crónico (retardado)** • No hay datos disponibles.

### Ingestión

- Agudo (inmediato)** • En condiciones normales de uso no se esperan efectos en la salud.
- Crónico (retardado)** • No hay datos disponibles.

## Sección 12 – Información ecológica

### 12.1 Toxicidad

- Faltan datos de material.

### 12.2 Persistencia y degradabilidad

- Faltan datos de material.

### 12.3 Potencial bioacumulativo

- Faltan datos de material.

### 12.4 Movilidad en el suelo

- Faltan datos de material.

### 12.5 Resultados de la evaluación de PBT y mPmB

- No se ha realizado ninguna valoración de PBT y mPmB.

### 12.6 Otros efectos adversos

- No se han encontrado estudios.

## Sección 13 – Consideraciones sobre la eliminación

### 13.1 Métodos de tratamiento de residuos

#### Residuos de productos

- Deseche el contenido y/o el contenedor conforme a los reglamentos locales, regionales, nacionales e internacionales.

#### Residuos de embalaje

- Deseche el contenido y/o el contenedor conforme a los reglamentos locales, regionales, nacionales e internacionales.

## Sección 14 – Información de transporte

|           | 14.1<br>Número<br>ONU | 14.2 Designación oficial<br>de transporte de la ONU | 14.3 Clases de<br>riesgo de<br>transporte | 14.4 Grupo de<br>embalaje | 14.5 Riesgos para el<br>medioambiente |
|-----------|-----------------------|---|---|---------------------------|---------------------------------------|
| DOT       | No aplica             | No regulado   | No aplica                                 | No aplica                 | Acuerdo de confidencialidad           |
| TDG       | No aplica             | No regulado   | No aplica                                 | No aplica                 | Acuerdo de confidencialidad           |
| IMO/IMDG  | No aplica             | No regulado   | No aplica                                 | No aplica                 | Acuerdo de confidencialidad           |
| IATA/ICAO | No aplica             | No regulado   | No aplica                                 | No aplica                 | Acuerdo de confidencialidad           |

**14.6 Precauciones especiales para el usuario** • Ninguno especificado.

**Transporte el producto al por mayor de acuerdo con el Anexo II del Marpol y el Código CIQ** • Faltan datos.

## Sección 15 – Información reglamentaria

### 15.1 Legislación/reglamentos de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la sustancia o mezcla

| Derecho de conocimiento público |            |    |    |    |
|---------------------------------|------------|----|----|----|
| Componente                      | CAS        | MA | NJ | PA |
| Component B                     | 60-00-4    | Sí | Sí | Sí |
| Component D                     | 9005-64-5  | Nº | Nº | Nº |
| Component C                     | 7647-14-5  | Nº | Nº | Nº |
| Component A                     | 10049-21-5 | Nº | Nº | Nº |



| Inventario  |            |               |                 |                 |                |      |
|-------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|------|
| Componente  | CAS        | DSL de Canadá | EINECS de la UE | ELNICS de la UE | NDSL de Canadá | TSCA |
| Component B | 60-00-4    | Sí            | Sí              | Nº              | Nº             | Sí   |
| Component D | 9005-64-5  | Sí            | Nº              | Nº              | Nº             | Sí   |
| Component C | 7647-14-5  | Sí            | Sí              | Nº              | Nº             | Sí   |
| Component A | 10049-21-5 | Nº            | Nº              | Nº              | Nº             | Nº   |

## Canadá

### Mano de obra

#### Canadá - WHMIS 1988 - Clasificación de sustancias

|               |            |   |
|---------------|------------|---|
| • Component D | 9005-64-5  | Uncontrolled product according to WHMIS classification criteria |
| • Component C | 7647-14-5  | Uncontrolled product according to WHMIS classification criteria |
| • Component A | 10049-21-5 | No listado  |
| • Component B | 60-00-4    | D2B   |

#### Canadá - WHMIS 1988 - Lista de divulgación de ingredientes

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| • Component D | 9005-64-5  | No listado |
| • Component C | 7647-14-5  | No listado |
| • Component A | 10049-21-5 | No listado |
| • Component B | 60-00-4    | No listado |

### Medio ambiente

#### Canadá - CEPA - Lista de sustancias prioritarias

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| • Component D | 9005-64-5  | No listado |
| • Component C | 7647-14-5  | No listado |
| • Component A | 10049-21-5 | No listado |
| • Component B | 60-00-4    | No listado |

## Estados Unidos

### Mano de obra

#### EE. UU. - OSHA - Administración de seguridad de procesos - Productos químicos muy peligrosos

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| • Component D | 9005-64-5  | No listado |
| • Component C | 7647-14-5  | No listado |
| • Component A | 10049-21-5 | No listado |
| • Component B | 60-00-4    | No listado |

#### EE. UU. - OSHA - Productos químicos regulados de manera específica

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| • Component D | 9005-64-5  | No listado |
| • Component C | 7647-14-5  | No listado |
| • Component A | 10049-21-5 | No listado |
| • Component B | 60-00-4    | No listado |

### Medio ambiente

#### EE. UU. - CAA (Clean Air Act) - 1990 Contaminantes peligrosos del aire

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| • Component D | 9005-64-5  | No listado |
| • Component C | 7647-14-5  | No listado |
| • Component A | 10049-21-5 | No listado |
| • Component B | 60-00-4    | No listado |

**EE. UU. - CERCLA/SARA - Sustancias peligrosas y sus cantidades declarables**

|               |            |                                    |
|---------------|------------|------------------------------------|
| • Component D | 9005-64-5  | No listado                         |
| • Component C | 7647-14-5  | No listado                         |
| • Component A | 10049-21-5 | No listado                         |
| • Component B | 60-00-4    | 5000 lb final RQ; 2270 kg final RQ |

**EE. UU. - CERCLA/SARA - Radionúclidos y sus cantidades de declaración obligatoria**

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| • Component D | 9005-64-5  | No listado |
| • Component C | 7647-14-5  | No listado |
| • Component A | 10049-21-5 | No listado |
| • Component B | 60-00-4    | No listado |

**EE. UU. - CERCLA/SARA - Sección 302 Cantidades declarables de sustancias extremadamente peligrosas según la EPCRA**

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| • Component D | 9005-64-5  | No listado |
| • Component C | 7647-14-5  | No listado |
| • Component A | 10049-21-5 | No listado |
| • Component B | 60-00-4    | No listado |

**EE. UU. - CERCLA/SARA - Sección 302 Cantidades para la planificación de umbrales de sustancias extremadamente peligrosas**

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| • Component D | 9005-64-5  | No listado |
| • Component C | 7647-14-5  | No listado |
| • Component A | 10049-21-5 | No listado |
| • Component B | 60-00-4    | No listado |

**EE. UU. - CERCLA/SARA - Sección 313 - Informes de emisión**

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| • Component D | 9005-64-5  | No listado |
| • Component C | 7647-14-5  | No listado |
| • Component A | 10049-21-5 | No listado |
| • Component B | 60-00-4    | No listado |

**EE. UU. - CERCLA/SARA - Sección 313 - Lista de productos químicos PBT**

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| • Component D | 9005-64-5  | No listado |
| • Component C | 7647-14-5  | No listado |
| • Component A | 10049-21-5 | No listado |
| • Component B | 60-00-4    | No listado |

**Estados Unidos - California****Medio ambiente****EE. UU. - California - Proposición 65 - Lista de productos cancerígenos**

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| • Component D | 9005-64-5  | No listado |
| • Component C | 7647-14-5  | No listado |
| • Component A | 10049-21-5 | No listado |
| • Component B | 60-00-4    | No listado |

**EE. UU. - California - Proposición 65 - Toxicidad en el desarrollo**

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| • Component D | 9005-64-5  | No listado |
| • Component C | 7647-14-5  | No listado |
| • Component A | 10049-21-5 | No listado |
| • Component B | 60-00-4    | No listado |

**EE. UU. - California - Proposición 65 - Niveles máximos de dosis permitidos (MADL)**

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| • Component D | 9005-64-5  | No listado |
| • Component C | 7647-14-5  | No listado |
| • Component A | 10049-21-5 | No listado |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| • Component B  | 60-00-4    | No listado |
| <b>EE. UU. - California - Proposición 65 - Sin niveles de riesgo significativos (NSRL)</b> |            |            |
| • Component D  | 9005-64-5  | No listado |
| • Component C  | 7647-14-5  | No listado |
| • Component A  | 10049-21-5 | No listado |
| • Component B  | 60-00-4    | No listado |
| <b>EE. UU. - California - Proposición 65 - Toxicidad en la reproducción - Mujeres</b>      |            |            |
| • Component D  | 9005-64-5  | No listado |
| • Component C  | 7647-14-5  | No listado |
| • Component A  | 10049-21-5 | No listado |
| • Component B  | 60-00-4    | No listado |
| <b>EE. UU. - California - Proposición 65 - Toxicidad en la reproducción - Hombres</b>      |            |            |
| • Component D  | 9005-64-5  | No listado |
| • Component C  | 7647-14-5  | No listado |
| • Component A  | 10049-21-5 | No listado |
| • Component B  | 60-00-4    | No listado |

## Europa

### Otros

#### UE - Clasificación, etiquetado y envasado (1272/2008) - Anexo VI - Tabla 3.2 - Clasificación (OBSOLETA)

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| • Component D | 9005-64-5  | No listado |
| • Component C | 7647-14-5  | No listado |
| • Component A | 10049-21-5 | No listado |
| • Component B | 60-00-4    | Xi; R36    |

## 15.2 Evaluación de seguridad del producto químico

- No se ha llevado a cabo ninguna evaluación de seguridad química.

## Sección 16 – Información adicional

### Frases pertinentes (código y texto completo)

- H319 - Provoca irritación ocular grave.

### Fecha de revisión

- 20/September/2018

### Fecha de preparación

- 11/May/2018

### Declaración/descargo de responsabilidad

- La información de este documento se ofrece de buena fe, no obstante se efectúa sin garantía alguna, expresa o implícita.

### Clave de abreviaturas

NDA = No hay datos disponibles