

Ficha de datos de seguridad



Sección 1: Identificación de la sustancia/mezcla del proyecto/empresa

1.1 Identificador del producto

- Nombre del producto** • High Salt Buffers
- Sinónimos** • Sprint Reagent A; Buffer S

1.2 Usos identificados de la sustancia o mezcla y usos no recomendados

- Usos identificados** • Procesamiento o preparación de muestras

1.3 Detalles del proveedor de la ficha de datos de seguridad

- Fabricante** • NanoString Technologies
530 Fairview Avenue North
Seattle, WA 98109
United States
www.nanostring.com
operations@nanostring.com
- Teléfono (general)** • 206.378.NANO (6266)

1.4 Número de teléfono de emergencia

- Fabricante** • 206.378.NANO (6266)

Sección 2 – Identificación de riesgos

UE/CEE

De acuerdo con: Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP)/REACH 1907/2006 [modificado por 453/2010]

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

- CLP** • No clasificado

2.2 Elementos de la etiqueta

- CLP**
- Declaraciones de riesgo** • No se requieren elementos de etiquetado

2.3 Otros riesgos

- CLP** • De acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP), este material no se considera peligroso.

SGA de la ONU

De acuerdo con: Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos de la ONU: Third Revised Edition

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

SGA de la ONU • No clasificado

2.2 Elementos de la etiqueta

SGA de la ONU

Declaraciones de riesgo • No se requieren elementos de etiquetado

Declaraciones preventivas

2.3 Otros riesgos

SGA de la ONU • De acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado (SGA), este producto no se considera peligroso

Estados Unidos (EE. UU.)

De acuerdo con: OSHA 29 CFR 1910.1200 HCS

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

HCS 2012 de la OSHA • No clasificado

2.2 Elementos de la etiqueta

HCS 2012 de la OSHA

Declaraciones de riesgo • No se requieren elementos de etiquetado

2.3 Otros riesgos

HCS 2012 de la OSHA • De acuerdo con el reglamento estadounidense 29 CFR 1910.1200 del Estándar de Comunicación de Riesgos de la OSHA, este producto no se considera peligroso.

Canadá

De acuerdo con: WHMIS

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

WHMIS • No clasificado

2.2 Elementos de la etiqueta

WHMIS • No se requieren elementos de etiquetado.

2.3 Otros riesgos

WHMIS • El producto mencionado no se considera peligroso en Canadá, de acuerdo con el Sistema de Información de Materiales Peligrosos en el Lugar de Trabajo (WHMIS).

Sección 3 – Composición/información de los ingredientes

3.1 Sustancias

- El material no cumple con los criterios de clasificación de sustancias.

3.2 Mezclas

Composición					
Nombre del producto químico	Identificadores	%	LD50/LC50	Clasificaciones de acuerdo con el reglamento/directiva	Comentarios
Sodium azide	CAS:26628-22-8 Número EC:247-852-1 Índice UE:011-004-00-7	< 0.1%	Ingestión/oral-Rata LD50 • 27 mg/kg Inhalación-Rata LC50 • 37 mg/m ³ Piel-Conejo LD50 • 20 mg/kg	CLP UE: Límite de exposición en lugares comunes de trabajo HCS 2012 de la OSHA: Límites de exposición	No hay datos disponibles

Sección 4 – Medidas de primeros auxilios

4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios

- Inhalación**
- Traslade a la persona al aire libre. Si la respiración resulta difícil, administre oxígeno. Si la persona no respira, proporcione respiración artificial.
- Piel**
- Si entra en contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel con agua durante al menos 20 minutos.
- Ojo**
- Si entra en contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 20 minutos.
- Ingestión**
- En caso de ingestión, enjuague la boca con agua (solo si la persona está consciente) En caso de ingestión de grandes cantidades, llame a un médico inmediatamente.

4.2 Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

- Consulte la Sección 11 - Información toxicológica.

4.3 Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesarios

- Notas para el médico**
- Todos los tratamientos deben basarse en manifestaciones y síntomas de malestar observados en el paciente. Considere si puede haberse producido una sobreexposición a otros materiales distintos de este producto.

Sección 5 – Medidas antiincendios

5.1 Medios de extinción

- Medios de extinción adecuados**
- INCENDIO MAYOR: Agua pulverizada, niebla o espuma regular. INCENDIOS MENORES: Polvo químico seco, CO₂, agua pulverizada o espuma regular.
- Medios de extinción inadecuados**
- No hay datos disponibles.

5.2 Riesgos especiales procedentes de la sustancia o mezcla

- Riesgos de incendio y explosión inusuales**
- Algunos pueden arder, pero ninguno se incendia inmediatamente.
- Productos de combustión peligrosos**
- No hay datos disponibles.

5.3 Consejos para el personal antiincendios

- Retire los contenedores del área del incendio si la operación no conlleva riesgos. Utilice un equipo de respiración autónomo (ERA) de presión positiva. El traje de protección estándar del personal antiincendios proporciona protección limitada exclusivamente contra el fuego; no resulta efectivo ante vertidos donde es posible el contacto directo con la sustancia. Utilice un traje de protección química específicamente recomendado por el fabricante. Puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.

Sección 6 – Medidas en caso de liberación accidental

6.1 Precauciones personales, equipamiento protector y procedimientos de emergencia

- Precauciones personales**
- Ventile las áreas cerradas. No camine a través del material vertido. Utilice un equipo de protección individual (EPI) adecuado.
- Procedimientos de emergencia**
- Mantenga alejado al personal no autorizado. Mantenga el producto contra el viento.

6.2 Precauciones medioambientales

- No vierta el material en conductos de agua y desagües.

6.3 Métodos y materiales de contención y limpieza

- Medidas de contención/limpieza**
- Detenga la fuga si la operación no conlleva riesgos.
VERTIDOS MENORES: Recoja el material con arena u otro material absorbente no combustible y sitúelo en contenedores para su posterior eliminación.
VERTIDOS MAYORES: Recoja el vertido en una zanja para su posterior eliminación.

6.4 Referencia a otras secciones

- Consulte la Sección 8 - Controles de exposición/protección personal y la Sección 13 - Consideraciones de eliminación.

Sección 7 – Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para la manipulación segura

- Manipulación**
- Manipule de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industriales. Use el equipo de protección personal recomendado cuando manipule el producto.

7.2 Condiciones para el almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

- Almacenamiento**
- Mantenga el contenedor cerrado herméticamente y guárdelo a la temperatura recomendada.

7.3 Usos finales específicos

- Consulte la Sección 1.2 - Usos identificados relevantes.

Sección 8 – Control de exposición / protección personal

8.1 Parámetros de control

Directrices/límites de exposición			
	Resultado	ACGIH	NIOSH
Sodium azide (26628-22-8)	Límites	0.29 mg/m ³ Ceiling (as NaN ₃); 0.11 ppm Ceiling (vapor, as Hydrazoic acid)	0.1 ppm Ceiling (as HN ₃); 0.3 mg/m ³ Ceiling (as NaN ₃)

8.2 Controles de exposición

- Controles/medidas de ingeniería**
- Es necesaria una buena ventilación general. La tasa de ventilación debe corresponder a las condiciones. Si es posible, utilice recintos de procesamiento, ventilación local u otros controles de ingeniería para mantener los niveles del aire por debajo de los límites de exposición recomendados. Si los límites de exposición no se han establecido, mantenga los niveles del aire a un nivel aceptable.

Equipo de protección individual

- Respiratorios**
- En caso de ventilación insuficiente, utilice un equipo respiratorio adecuado.
- Ocular/ facial**
- Utilice protección ocular (gafas de seguridad o máscara facial).
- Piel/cuerpo**
- No se prevé la necesidad de ropa de protección.

- Controles de exposición en el medio ambiente**
- Siga buenas prácticas de gestión y eliminación de residuos del centro.

Clave de abreviaturas

ACGIH = Conferencia Estadounidense de Higiene Industrial Gubernamental

NIOSH = Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional

Sección 9 – Propiedades físicas y químicas**9.1 Información sobre las propiedades químicas y físicas básicas**

Descripción del material			
Forma física	Líquido	Apariencia/descripción	Líquido incoloro e inodoro.
Color	Incoloro	Olor	Inodoro
Umbral de olor	Faltan datos		
Propiedades generales			
Punto de ebullición	Faltan datos	Punto de fusión / punto de congelación	Faltan datos
Temperatura de descomposición	Faltan datos	pH	7.4
Gravedad específica / densidad relativa	Faltan datos	Hidrosolubilidad	Faltan datos
Viscosidad	Faltan datos	Propiedades explosivas	Faltan datos
Propiedades oxidantes:	Faltan datos		
Volatilidad			
Presión del vapor	Faltan datos	Densidad del vapor	Faltan datos
Tasa de evaporación	Faltan datos		
Inflamabilidad			
Punto de inflamación	Faltan datos	UEL	Faltan datos
LEL	Faltan datos	Autoignición	Faltan datos
Inflamabilidad (sólido, gas)	Faltan datos		
Medioambiental			
Coefficiente de reparto octanol/agua	Faltan datos		

9.2 Información adicional

- No se han notado parámetros físicos o químicos adicionales.

Sección 10 – Estabilidad y reactividad**10.1 Reactividad**

- No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.

10.2 Estabilidad del producto químico

- Estable

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

- No ocurrirá polimerización peligrosa.

10.4 Condiciones que deben evitarse

- No hay datos disponibles.

10.5 Materiales incompatibles

- No hay datos disponibles.

10.6 Productos de descomposición peligrosa

- No hay datos disponibles.

Sección 11 – Información toxicológica

11.1 Información sobre efectos toxicológicos

Propiedades del SGA	Clasificación
Toxicidad aguda	CLP/UE • Faltan datos UN GHS 3 • Faltan datos HCS 2012 de la OSHA • Faltan datos
Corrosión/irritación dérmica	CLP/UE • Faltan datos UN GHS 3 • Faltan datos HCS 2012 de la OSHA • Faltan datos
Daño/irritación ocular grave	CLP/UE • Faltan datos UN GHS 3 • Faltan datos HCS 2012 de la OSHA • Faltan datos
Sensibilización dérmica	CLP/UE • Faltan datos UN GHS 3 • Faltan datos HCS 2012 de la OSHA • Faltan datos
Sensibilización respiratoria	CLP/UE • Faltan datos UN GHS 3 • Faltan datos HCS 2012 de la OSHA • Faltan datos
Riesgo de aspiración	CLP/UE • Faltan datos UN GHS 3 • Faltan datos HCS 2012 de la OSHA • Faltan datos
Carcinogenicidad	CLP/UE • Faltan datos UN GHS 3 • Faltan datos HCS 2012 de la OSHA • Faltan datos
Mutagenicidad de células germinales	CLP/UE • Faltan datos UN GHS 3 • Faltan datos HCS 2012 de la OSHA • Faltan datos
Toxicidad para la reproducción	CLP/UE • Faltan datos UN GHS 3 • Faltan datos HCS 2012 de la OSHA • Faltan datos
STOT-SE	CLP/UE • Faltan datos UN GHS 3 • Faltan datos HCS 2012 de la OSHA • Faltan datos
STOT-RE	CLP/UE • Faltan datos UN GHS 3 • Faltan datos HCS 2012 de la OSHA • Faltan datos

Efectos potenciales en la salud

Inhalación

- Agudo (inmediato)** • En condiciones normales de uso no se esperan efectos en la salud.
- Crónico (retardado)** • No hay datos disponibles.

Piel

- Agudo (inmediato)** • En condiciones normales de uso no se esperan efectos en la salud.

Crónico (retardado)

- No hay datos disponibles.

Ojo**Agudo (inmediato)**

- En condiciones normales de uso no se esperan efectos en la salud.

Crónico (retardado)

- No hay datos disponibles.

Ingestión**Agudo (inmediato)**

- En condiciones normales de uso no se esperan efectos en la salud.

Crónico (retardado)

- No hay datos disponibles.

Sección 12 – Información ecológica**12.1 Toxicidad**

- Faltan datos de material.

12.2 Persistencia y degradabilidad

- Faltan datos de material.

12.3 Potencial bioacumulativo

- Faltan datos de material.

12.4 Movilidad en el suelo

- Faltan datos de material.

12.5 Resultados de la evaluación de PBT y mPmB

- No se ha realizado ninguna valoración de PBT y mPmB.

12.6 Otros efectos adversos

- No se han encontrado estudios.

Sección 13 – Consideraciones sobre la eliminación**13.1 Métodos de tratamiento de residuos****Residuos de productos**

- Deseche el contenido y/o el contenedor conforme a los reglamentos locales, regionales, nacionales e internacionales.

Residuos de embalaje

- Deseche el contenido y/o el contenedor conforme a los reglamentos locales, regionales, nacionales e internacionales.

Sección 14 – Información de transporte

	14.1 Número ONU	14.2 Designación oficial de transporte de la ONU	14.3 Clases de riesgo de transporte	14.4 Grupo de embalaje	14.5 Riesgos para el medioambiente
DOT	Acuerdo de confidencialidad	No regulado	Acuerdo de confidencialidad	Acuerdo de confidencialidad	Acuerdo de confidencialidad
TDG	Acuerdo de confidencialidad	No regulado	Acuerdo de confidencialidad	Acuerdo de confidencialidad	Acuerdo de confidencialidad
IMO/IMDG	Acuerdo de confidencialidad	No regulado	Acuerdo de confidencialidad	Acuerdo de confidencialidad	Acuerdo de confidencialidad
IATA/ICAO	Acuerdo de confidencialidad	No regulado	Acuerdo de confidencialidad	Acuerdo de confidencialidad	Acuerdo de confidencialidad

14.6 Precauciones especiales para el usuario • Ninguno especificado.

Transporte el producto al por mayor de acuerdo con el Anexo II del Marpol y el Código CIQ • Faltan datos.

Sección 15 – Información reglamentaria

15.1 Legislación/reglamentos de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la sustancia o mezcla

Clasificaciones de riesgo de la ley SARA • Ninguno

Derecho de conocimiento público				
Componente	CAS	MA	NJ	PA
Sodium azide	26628-22-8	Sí	Sí	Sí

Inventario						
Componente	CAS	DSL de Canadá	EINECS de la UE	ELNICS de la UE	NDSL de Canadá	TSCA
Sodium azide	26628-22-8	Sí	Sí	Nº	Nº	Sí

Canadá

Mano de obra

Canadá - WHMIS 1988 - Clasificación de sustancias

• Sodium azide 26628-22-8 D1A

Canadá - WHMIS 1988 - Lista de divulgación de ingredientes

• Sodium azide 26628-22-8 1 %

Medio ambiente

Canadá - CEPA - Lista de sustancias prioritarias

• Sodium azide 26628-22-8 No listado

Estados Unidos

Mano de obra

EE. UU. - OSHA - Administración de seguridad de procesos - Productos químicos muy peligrosos

• Sodium azide 26628-22-8 No listado

EE. UU. - OSHA - Productos químicos regulados de manera específica

• Sodium azide 26628-22-8 No listado

Medio ambiente

EE. UU. - CAA (Clean Air Act) - 1990 Contaminantes peligrosos del aire

• Sodium azide 26628-22-8 No listado

EE. UU. - CERCLA/SARA - Sustancias peligrosas y sus cantidades declarables

• Sodium azide 26628-22-8 1000 lb final RQ; 454 kg final RQ

EE. UU. - CERCLA/SARA - Radionúclidos y sus cantidades de declaración obligatoria

• Sodium azide 26628-22-8 No listado

EE. UU. - CERCLA/SARA - Sección 302 Cantidades declarables de sustancias extremadamente peligrosas según la EPCRA		
• Sodium azide	26628-22-8	1000 lb EPCRA RQ
EE. UU. - CERCLA/SARA - Sección 302 Cantidades para la planificación de umbrales de sustancias extremadamente peligrosas		
• Sodium azide	26628-22-8	500 lb TPQ (this material is a reactive solid, the TPQ does not default to 10000 pounds for non-powder, non-molten, non-solution form)
EE. UU. - CERCLA/SARA - Sección 313 - Informes de emisión		
• Sodium azide	26628-22-8	1.0 % de minimis concentration
EE. UU. - CERCLA/SARA - Sección 313 - Lista de productos químicos PBT		
• Sodium azide	26628-22-8	No listado

Estados Unidos - California

Medio ambiente

EE. UU. - California - Proposición 65 - Lista de productos cancerígenos		
• Sodium azide	26628-22-8	No listado
EE. UU. - California - Proposición 65 - Toxicidad en el desarrollo		
• Sodium azide	26628-22-8	No listado
EE. UU. - California - Proposición 65 - Niveles máximos de dosis permitidos (MADL)		
• Sodium azide	26628-22-8	No listado
EE. UU. - California - Proposición 65 - Sin niveles de riesgo significativos (NSRL)		
• Sodium azide	26628-22-8	No listado
EE. UU. - California - Proposición 65 - Toxicidad en la reproducción - Mujeres		
• Sodium azide	26628-22-8	No listado
EE. UU. - California - Proposición 65 - Toxicidad en la reproducción - Hombres		
• Sodium azide	26628-22-8	No listado

15.2 Evaluación de seguridad del producto químico

- No se ha llevado a cabo ninguna evaluación de seguridad química.

Sección 16 – Información adicional

Fecha de revisión • 06/November/2018

Fecha de preparación • 01/May/2015

Declaración/descargo de responsabilidad • La información de este documento se ofrece de buena fe, no obstante se efectúa sin garantía alguna, expresa o implícita.

Clave de abreviaturas

NDA = No hay datos disponibles